

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anzalı parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
→ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
→ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. □F
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: → www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen

Grafik: www.ab-design-berlin.de

Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullanna klavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pênis de forma duradoura Kalıcı penis büyüme ve düzeltme için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и



 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements (See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**

È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de


Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**

Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Straße 39 d · D-10719 Berlin
www.penis.de
Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDELAR KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frankerad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDELAR MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress: www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou třmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografii defektního dílu, na které je zřetelně rozez natelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TŘMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, třmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**

Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии

- (смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):
- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
 - Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
 - Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian





a



b



c



d



1



2



3



4




5



6



7



8



SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCES MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCES MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemern, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: ➔ www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemern oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: ➔ www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veillez à affranchir suffisamment le pli).
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : ➔ www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Inviare le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Inviare entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: ➔ www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: ➔ www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obterá 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. OU
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: ➔ www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



¡FELICIDADES!

Estimado cliente:

Le agradecemos el haber comprado PeniMaster®. Con ello se ha decidido por el único principio conocido para agrandar su pene sin dolor y positivamente de manera duradera. Si usted utiliza PeniMaster® según las siguientes instrucciones de uso, el tamaño y la longitud de su pene aumentarán tanto en estado de reposo como en estado de erección. PeniMaster® también puede utilizarse para corregir curvaturas no deseadas del pene y según se prefiera también para alargar el prepucio (p.ej. para usuarios circuncisos).

La mejora de la circulación sanguínea y el fortalecimiento de los músculos del pene intensifican en muchos casos, además, la sensación de placer, fortalecen la capacidad de erección y alargan la durabilidad sexual. Gracias al éxito que consiguen con PeniMaster®, muchos usuarios logran superar complejos que durante muchos años les habían impedido disfrutar de una vida sexual libre y natural. Incluso buscar pareja en muchos casos es más fácil cuando se sabe que físicamente "todo está en su sitio".

PeniMaster® puede usarlo usted mismo sin problemas y sin ninguna ayuda (p.ej., de un médico). PeniMaster® tiene el mismo éxito tanto en los usuarios circuncisos como en los incircuncisos. PeniMaster® es un dispositivo profesional y es adecuado para todas las edades. Sin embargo, recomendamos utilizarlo recién después de haber cumplido la mayoría de edad, para garantizar que el pene haya alcanzado su longitud natural antes del tratamiento.

PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de PeniMaster® es sencillo: mediante el efecto permanente de tensión durante un periodo prolongado, se estimula el crecimiento del tejido celular del pene. Es decir, se crean nuevas células y el pene crece en longitud y en volumen. La distribución irregular del tejido en el pene, lo que provoca las curvaturas de éste, se compensa con nuevo tejido. El pene se vuelve más recto. Con PeniMaster® se puede estirar el prepucio con más fuerza que el resto del pene. Por ello, en caso necesario también es posible alargar el prepucio (ver instrucciones).

Advertencia: a pesar de que el pene durante el estiramiento pudiera parecer más fino, tras finalizar el tratamiento el pene volverá a tener su perímetro original o incluso éste será más grueso.

El principio de crecimiento mediante estiramiento se utiliza en la medicina. Por ejemplo, en la ortopedia y en la cirugía cutánea se aplican igualmente sistemas de estiramiento especiales.

Por otra parte, la idea de alargar el pene estirándolo de manera permanente no es nada nuevo, se hace desde hace siglos: los Karamojong del norte de Uganda o los Sadhus de la India, tras colocar pesos en el pene, logran resultados sorprendentes (véase Enciclopedia Británica; revista Stern no. 49/95).

USO DEL PENIMASTER®

APLICACIÓN

El éxito del PeniMaster® depende, por un lado, de la tensión aplicada sobre el pene y por el otro, de la duración de la aplicación. ¡Solamente un buen equilibrio entre la fuerza de tracción y el tiempo de aplicación garantiza buenos resultados! [!] ¡El uso del PeniMaster® debe producir en todo momento una sensación agradable, en ningún caso debe ser doloroso! ¡El dolor es una señal inconfundible del uso erróneo, por ejemplo, debido a un ajuste excesivo de la fuerza de tracción o de retención!

PREPARACIÓN PARA EL USO DEL PENIMASTER®


- Retirar la superficie de apoyo de las varillas de retención.
- Sacar la correa de sujeción de las ranuras de la superficie de apoyo. **IMPORTANTE: al mismo tiempo apriete hacia abajo las dos alas de sujeción situadas en la parte inferior de la superficie de contacto. De lo contrario la correa de sujeción podría resultar dañada. Esto también es aplicable en el momento de retirar el PeniMaster® después de haber sido utilizado sobre el pene una fuerza de fijación más débil mediante el aflojamiento de las correas de sujeción.**
- Ajustar los tornillos de precisión a la altura mínima (de manera no se vea ninguna rosca de los tornillos).
- Adaptar la longitud total adecuada del aparato (correspondiente aproximadamente a la longitud del pene erecto más 1,5 cm) y para ello retirar, ajustar unos a otros o reemplazar las varillas de retención enviadas. Las varillas tienen longitudes de 2, 4, 6 y 8 cm y pueden ajustarse una a otra. Esto proporciona las longitudes básicas siguientes: 10 cm (varillas 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6). [!] Las seis minivarillas (en el envío hay dos varillas atornilladas de 1,5 cm cada una) sirven para obtener un ajuste de precisión de +0,5, +1,0 o +1,5 cm.

COLOCACIÓN DEL PENIMASTER®

- Estirar el pene manualmente aproximadamente durante un minuto. Introducir el pene flácido a través del prolongador.
- VARIANTE DE FÍJADO I** – Alargar mucho más el prepucio: para hacer crecer mucho más el prepucio o sobreproporcionalmente al pene (p.ej. para recuperar el prepucio del pene en el caso de los circuncisos), enrolla la cinta de confort sobre el prepucio restante, si fuera necesario, también a cierta distancia del glande. De esta manera, la piel se estira más intensamente y se estimula más su crecimiento. **VARIANTE DE FÍJADO II** – Alargar el prepucio proporcionalmente al pene: para hacer crecer el prepucio únicamente tanto como el pene retire hacia atrás el prepucio y coloque la cinta de confort directamente detrás del glande alrededor del pene. De esta manera, la piel se estira menos y se estimula menos su crecimiento que en la variante de fijado I.
- Colocar la correa de soporte sobre la cinta de confort, de manera que la curvatura formada anatómicamente (entre las "orejas") mire en dirección al glande. Siempre y cuando resulte cómodo, se puede enrollar la cinta de comodidad varias veces alrededor del pene, si no se puede acortar como sea necesario o no colocarla.
- Introducir ambos extremos de la correa de sujeción de nuevo en la ranura de la superficie de apoyo. Para evitar que se enganche la piel en las ranuras de la superficie de apoyo, poner un dedo entre el pene y la superficie de apoyo. Tirar bien de los extremos de la correa de sujeción y luego retirar el dedo.
- Ahora queda el pene sujeto sobre la superficie de apoyo. [!] ¡Evitar que el pene esté excesivamente comprimido! Si durante la aplicación del PeniMaster® notara alteraciones del color del pene o del glande, soltar inmediatamente la correa de sujeción y estimular la circulación de la sangre con masajes. Observar particularmente en la etapa de adaptación de los primeros días si se notan cambios negativos en el aspecto o en el funcionamiento del pene y, dado el caso, hacer una pausa hasta que hayan desaparecido los síntomas.
- Presionar la superficie de apoyo con el pene sujeto contra el extremo de las varillas.
- Puede llevar el aparato y obtener el mismo buen resultado bien hacia arriba o hacia abajo.
- Regular la fuerza tractora aflojando los tornillos. (Ver también el punto siguiente "Ajuste de la fuerza tractora").

AJUSTE DE LA FUERZA TRACTORA

Al final de cada una de las varillas de retención se encuentran 5 MARCAS GRABADAS EN LAS VARILLAS METÁLICAS. Éstas indican según el mismo principio que una balanza de resorte, el nivel de la fuerza de tracción que actúa sobre el pene:



Ejemplo para leer la balanza de resorte:

Si una vez colocado el aparato, éste se mantiene en una posición en la que se ven, por ejemplo, solamente 3 de las 5 marcas, la fuerza de tracción ajustada es de entre 460 y 690 gramos. Si queda visible solamente la última marca, la fuerza de tracción es de entre 920 y 1150 gramos.

Para incrementar el estiramiento sobre el pene, gire ambos tornillos de fijación de manera uniforme en dirección contraria a las agujas del reloj. De esta manera se aumentará la longitud total del aparato. Para disminuir la fuerza de tracción, gire los tornillos de fijación en la dirección contraria (en el sentido de las agujas del reloj).

Advertencia: no se deben desatornillar los tornillos hasta que el pene, mediante la selección de la longitud de las varillas (ver más arriba), no se haya estirado ligeramente. De lo contrario no se originará ninguna fuerza de tensión o ésta no será suficiente. Al inicio del tratamiento, coloque la fuerza de tracción solamente débil (p.ej. entre 0 y 230 gramos), para que se acostumbre al aparato. Esto puede durar hasta dos semanas. Si configura siempre la máxima fuerza de tensión posible de tal manera que pueda llevar el aparato de 60 a 90 minutos sin ningún tipo de problemas, acostumbrará a su pene de manera óptima.

Advertencia: si después de algún tiempo tras la aplicación se estirara el pene y la fuerza de tracción se volviera más débil, debería ajustar adecuadamente la fuerza de tracción. Aumentar la fuerza de tracción durante el transcurso de las semanas, hasta que quede visible solamente la última marca en la balanza de resorte. ¡En caso de presentarse dolores, volver a ajustar menos el PeniMaster®!

¡UN AUMENTO DEMASIADO AGRESIVO Y AMBICIOSO DE LA FUERZA DE TRACCIÓN NO TENDRÁ NINGÚN EFECTO POSITIVO PARA EL CRECIMIENTO CELULAR!

[!] Por razones de seguridad no debería ajustar cargas superiores a 1150 g, incluso aunque tenga la sensación de no tener molestias por ello.

DURACIÓN DEL USO

PeniMaster® debe utilizarse por lo menos tres horas diarias. ¡La duración del uso más prolongado mejorará el resultado! Después de cada 60 a 90 minutos, hacer una pausa de 15 minutos aprox. y masajear el pene para estimular la circulación sanguínea. ¡Estas pequeñas pausas favorecen el proceso de crecimiento!

Después de un tiempo suficiente para acostumbrarse, se puede utilizar PeniMaster® diariamente cuanto se desee cuando lleve ropa ancha. (¡Pensar en los descansos cada 60 a 90 minutos!) Los periodos de uso de 6 o más horas al día logran óptimos resultados de crecimiento. En principio no hay limitación en cuanto al período de uso del PeniMaster®. Por el contrario, cuanto más tiempo se use PeniMaster®, más evidente será el resultado. No obstante para obtener un resultado visible deberá usarse al menos tres horas al día, durante un período mínimo de un mes. Los resultados que se obtengan durante las cuatro primeras semanas se pueden basar en parte a un estiramiento del tejido y si ese fuera el caso no son duraderos.

No se recomienda su uso mientras se duerme ya que no puede hacerse ningún descanso y sólo deberá considerarse esta opción si no se pueden lograr las horas de uso necesarias. Antes de que el usuario lo utilice mientras duerme deberá haber adquirido durante el día la experiencia suficiente acerca de los ajustes adecuados para una utilización de varias horas.

No se preocupe por el éxito del tratamiento si en alguna ocasión no pudiera llevar PeniMaster® durante unos días o incluso por un período de tiempo más largo, por ejemplo, cuando está usted de viaje: el crecimiento logrado hasta ese momento se mantendrá y continuará al volver a empezar el tratamiento. ¡Y tenga en cuenta que con este método se trata de provocar el crecimiento del pene – que naturalmente necesita tiempo! Por ello, tenga siempre confianza y no pierda la paciencia si al cabo de algunos días aún no se notan los resultados: ¡Su perseverancia será premiada con un “pene a la medida”!

INDICACIONES HIGIÉNICAS

Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su PeniMaster®, limpie el PeniMaster® y su pene antes y después de cada aplicación con agua tibia y jabón. Luego secar bien el pene y el dispositivo. Esta medida sirve para efectos higiénicos generales, previene irritaciones y facilita, además, la fijación del pene con la correa de sujeción. Ésta resbala más rápidamente del pene debido a las grasas del cuerpo, al talco o a los productos cosméticos que contienen grasas.

El aparato es inoxidable y no se deteriora con el agua.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

La aplicación del PeniMaster® no provoca efectos secundarios. Durante el uso es normal que se produzcan irritaciones cutáneas leves en la zona donde se usa la correa de sujeción debido a la presión mecánica. Dichas irritaciones no provocan dolores y desaparecen rápidamente después de retirar el PeniMaster®.

Después del uso del PeniMaster® sería favorable aplicar al pene una loción hidratante para relajar la piel.

Sin embargo, le rogamos que observe las advertencias y medidas de precaución siguientes:

NO SE PUEDE USAR PENIMASTER®

- bajo la influencia de alcohol
- bajo la influencia de drogas
- bajo la influencia de calmantes
- bajo la influencia de somníferos o de medicamentos que disminuyen la sensación de dolor
- en caso de alergia al cromo y en caso de intolerancia al policarbonato (PC) y al TPE
- en caso de problemas conocidos con el pene, los testículos o la uretra
- en caso de insuficiencia venosa o de insuficiencia del tejido conjuntivo
- en caso de dolores presentes u ocasionales en el pene o en los testículos
- en caso de implantes en el pene.

Si durante la aplicación del PeniMaster®, notara repentinamente dolores, alteraciones del color u otras irritaciones externas, así como alteraciones funcionales del pene, del glándulo o de los testículos, deberá suspenderse el tratamiento inmediatamente y sólo deberá proseguirse cuando desaparezcan tales síntomas. Si estos síntomas persisten después de suspender el tratamiento o si se agravan, se debe consultar a un médico (p.ej. al urólogo) como medida de precaución. Si por razones de impedimentos físicos o por una enfermedad manifiesta no está seguro de la conveniencia del PeniMaster®, es recomendable que consulte a su médico o urólogo antes de empezar la autoaplicación.